

Întrebări Generale

1. În ce sens este compania Nu Skin® unică în industrie?
2. Ce sunt arSuperMarkerii?
3. Care sunt semnele vizibile ale îmbătrânirii pe corpul meu?
4. De ce este ageLOC® Galvanic Body Trio atât de uimitor?
5. Ce produse sunt incluse în ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Cum funcționează tehnologia cu curenți galvanici?
7. Ce este unic la instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Care sunt beneficiile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?

Tratamente

9. Care este diferența dintre ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermalic Effects?
10. Un tratament galvanic ajută la ameliorarea sau la reducerea rănilor?
11. Sunt ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermalic Effects produse de slăbit?

Mod de utilizare

12. Pe ce zone ale corpului pot folosi ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Pot folosi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa pe față?
14. De ce ar trebui să utilizez noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa mai degrabă decât să continui utilizarea conductorului actual pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa?
15. Există setări diferite ale instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa în funcție de zone diferite ale corpului?
16. Ar trebui să simt ceva atunci când folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Cu câtă presiune trebuie să apăs?
18. Cât de des ar trebui să folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Trebuie să folosesc un produs suplimentar de hidratare a corpului în cazul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermalic Effects?
20. Ce este husa din cauciuc a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și cum ar trebui să o folosesc?
21. Când trebuie curățat instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și cum?

Rezultate

22. Care este beneficiul utilizării produselor ageLOC® Body sub formă de regim?
23. Cât de repede voi observa o diferență pe piele utilizând instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Care este beneficiul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermalic Effects?
25. Care este avantajul de a avea o suprafață conductoare pentru corp cu denivelări?
26. Care este beneficiul utilizării curentului galvanic pulsator pe corp?

Logistica Instrumentului

27. De ce am nevoie de un instrument diferit pentru tratamentele corporale cu curent galvanic?
28. De ce emite instrumentul un semnal sonor la fiecare 10 secunde?



Întrebări Tehnice

29. Ce ar trebui să fac în cazul în care consider că instrumentul meu ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcționează în mod corespunzător?
30. Care este termenul de garanție al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Care este diferența dintre curentul galvanic pulsator și curentul galvanic constant?
32. Ce este celulita?
33. Cum se formează celulita?
34. Care este diferența dintre grăsime și celulită?

Întrebări Privind Siguranța Utilizării

35. De ce există avertismentul “Consultați medicul înainte de a utiliza instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa dacă sunteți însărcinată, dacă aveți un pacemaker, dacă sunteți epileptic(ă) sau dacă aveți un implant de metal”?

ÎNTREBĂRI GENERALE

1. În ce sens este compania Nu Skin® unică în industrie?

Nicio altă companie de îngrijire personală nu adoptă abordarea unică a companiei Nu Skin® de a dezvolta produse superioare anti-îmbătrânire. Noi dispunem de o modalitate brevetată de înțelegere a modului în care ingredientele special formulate, atunci când sunt încorporate în produse, pot influența sursa îmbătrânirii și pot ajuta la încetinirea efectelor acesteia, menținând tinerețea. Poziția noastră exclusivă pe piață reprezintă modul nostru unic de a înțelege arSuperMarkerii și proprietățile acestora.

2. Ce sunt arSuperMarkerii?

În colaborare cu cercetători de renume, Nu Skin® a identificat așa numiții super markeri asociați vârstei sau arSuperMarkerii. Acești arSuperMarkeri reprezintă componente ale chimiei organismului care influențează felul în care îmbătrânim. Știința exclusivă ageLOC® de la Nu Skin® se bazează pe această descoperire și țintește sursele interne ale îmbătrânirii. Spre deosebire de expunerea la soare, nu există un loc în care să vă ascundeți de acești markeri ai pielii care cauzează linii, riduri, piele mai puțin fermă, decolorare, hiper-pigmentare și alte efecte vizibile ale îmbătrânirii. Tehnologia ageLOC® poate ținti aceste surse fundamentale ale îmbătrânirii, ajutându-vă să controlați viitorul pielii dumneavoastră.

3. Care sunt semnele vizibile ale îmbătrânirii pe corpul meu?

Odată cu vârsta, producția de proteine structurale ale pielii începe să scadă, în timp ce prezența enzimelor – care degradează aceste proteine structurale – începe să crească. Acest lucru conduce la o piele cu o textură și o elasticitate mai scăzute, ceea ce are ca rezultat mai puțină fermitate și pierderea conturului. Pentru a înrăutăți lucrurile, configurația și pierderea acestor proteine permit țesutului adipos subcutanat să se depună în zone cheie cum ar fi pe șolduri, coapse, fese, partea superioară a brațelor și abdomen, ceea ce conduce la favorizarea apariției celulitei.

4. De ce este ageLOC® Galvanic Body Trio atât de uimitor?

Produsele ageLOC® de la Nu Skin® reprezintă cele mai de succes produse de la lansare și până în prezent, iar acum vă prezentăm beneficiile ageLOC® anti-îmbătrânire pentru corp. ageLOC® Galvanic Body Trio reprezintă un sistem complex de tratament care țintește îmbătrânirea direct de la sursă. Atunci când vine vorba de a obține un aspect mai suplă, mai conturat, ageLOC® poate produce rezultate neegale asigurând produse superioare pentru un corp cu un aspect tânăr.



5. Ce produse sunt incluse în ageLOC® Galvanic Body Trio?

ageLOC® Galvanic Body Trio este un sistem ce conține noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa și două produse avansate anti-îmbătrânire pentru corp, ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermal Effects, pentru beneficiile unui aspect mai suplu, mai neted și mai ferm și pentru a promova o piele cu un aspect sănătos, tânăr.

6. Cum funcționează tehnologia cu curenți galvanici?

Tratamentele cosmetice cu curenți galvanici funcționează pe un principiu de bază și anume că sarcinile electrice de același semn se resping reciproc iar cele de sarcini diferite se atrag - similar polilor magnetici. Produsele de tratare a pielii sunt formulate pentru a conține ingrediente esențiale în compoziția lor, încărcate cu sarcină pozitivă sau negativă. Un instrument galvanic poate, de asemenea, fi setat pentru a conține aceeași sarcină ca și produsul. Acțiunea de respingere a sarcinilor identice „împinge” produsul în piele, facilitând furnizarea ingredientelor esențiale. Prin aplicarea cu grijă pe piele a curenților galvanici pozitivi sau negativi, utilizatorii reușesc să efectueze o gamă variată de tratamente benefice pielii.

7. Ce este unic la instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?

Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa a fost creat pentru a fi utilizat în combinație cu ageLOC® Body Shaping Gel pe zonele corpului – nu pe față. Acest instrument a fost creat pentru a ținti o suprafață mai mare cu ajutorul suprafeței conductoare ageLOC® în curs de brevetare care captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie între suprafața conductoare și piele (în comparație cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). În al doilea rând, acest model este mai ergonomic pentru a fi mai ușor de utilizat și manevrat în timpul tratamentelor corporale. În al treilea rând, ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel ținesc beneficiile/ rezultatele finale (ex. aspectul celulei, suplețea, tonifierea, etc.) care diferă de cele țintite în zona feței. În cele din urmă, pielea de pe corp este mai groasă și mai puțin sensibilă, fiind mai aptă să beneficieze de și să răspundă la curentul galvanic pulsator.

8. Care sunt beneficiile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?

Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa furnizează beneficiile curentului galvanic către piele. Acest instrument este creat în mod ergonomic cu o suprafață conductoare mai mare, fapt ce permite o țintire mai bună a suprafețelor mari de pe brațe, abdomen, fese și coapse, potrivitându-se mai bine conturului corpului. Instrumentul conține și o suprafață cu denivelări Nu Skin® în curs de brevetare (capabilă să capteze, pe parcursul fiecărui tratament galvanic, de 10 ori mai multe ingrediente cheie în zona dintre suprafața conductoare și piele în comparație cu conductorul pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa conține, de asemenea, și o tehnologie în curs de brevetare pe bază de curenți galvanici pulsatori ce maximizează efectele anti-îmbătrânire în zona brațelor, a abdomenului, a feselor și a coapselor. Ajută, de asemenea, la stimularea, purificarea și revigorarea pielii, reducând semnele vizibile ale îmbătrânirii.

TRATAMENTE

9. Care este diferența dintre ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermal Effects?

Atât ageLOC® Body Shaping Gel cât și ageLOC® Dermal Effects au fost dezvoltate pentru a netezi aspectul grăsimii corporale și al celulei și pentru a îmbunătăți aspectul unei pielii ferme, ambele produse fiind formulate cu ingrediente ageLOC® care s-a demonstrat că ținesc sursa îmbătrânirii. Aceste produse asigură un aspect mai suplu, mai neted, mai ferm. Totuși există deosebiri importante.

- ageLOC® Body Shaping Gel a fost creat pentru a fi compatibil cu tratamentul ageLOC® Galvanic Body Spa, care ajută la transferul ingredientelor cheie către piele. Acesta conține ingrediente care ajută la menținerea structurii robuste a pielii, consolidând proteinele structurale importante pentru o piele cu aspect sănătos. Este, de asemenea, special formulat pentru a ajuta la revigorarea, purificarea și re-energizarea pielii reducând, în același timp, semnele vizibile ale îmbătrânirii.
- ageLOC® Dermal Effects îmbunătățește regenerarea celulară necesară reînnoirii pielii și refacerii texturii sale naturale strălucitoare. Conține, de asemenea, o tehnologie ce difuzează lumina instantaneu ajutând pielea să arate mai catifelată și îmbunătățind în același timp aspectul exterior al pielii. Furnizează beneficiile unei hidratări zilnice și netezește pielea instantaneu, ajutând în același timp la extinderea beneficiilor produsului ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermal Effects nu este potrivit pentru a fi utilizat împreună cu curenții galvanici).

10. Un tratament galvanic ajută la ameliorarea sau la reducerea rănilor?

Instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa au fost create pentru a fi utilizate pe pielea sănătoasă. Acestea nu trebuie folosite pentru a trata sau a atenua afecțiuni ale pielii, capilare sparte și/sau răni.



11. Sunt ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects produse de slăbit?

Nu, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects nu sunt produse de slăbit. Produsele ageLOC® Body au fost create pentru a minimiza și a netezi aspectul grăsimii corporale și al celulitei, pentru a îmbunătăți aspectul fermității pielii și pentru a promova aspectul tineresc al acesteia.

MOD DE UTILIZARE

12. Pe ce zone ale corpului pot folosi ageLOC® Galvanic Body Trio?

Nu Skin® a dezvoltat ageLOC® Galvanic Body Trio pentru a fi utilizat pe brațe, partea inferioară a abdomenului, fese și coapse.

13. Pot folosi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa pe față?

Nu, ageLOC® Galvanic Body Spa nu a fost conceput sau aprobat pentru a fi utilizat pe față, o astfel de utilizare nefiind recomandată. În mod ergonomic, instrumentul ageLOC® Galvanic Spa System® II urmărește mai bine contururile faciale, în timp ce ageLOC® Galvanic Body Spa este special conceput pentru a urmări contururile corpului.

14. De ce ar trebui să utilizez noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa mai degrabă decât să continui utilizarea conductorului actual pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa?

Conceput în mod specific pentru corp, noul format ergonomic al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa îi permite acestuia să urmărească mai bine contururile corpului dumneavoastră. Suprafața cu denivelări ageLOC® patentată ce prezintă o suprafață conductoare mai mare acoperă o zonă mai largă a pielii, menținând în mod constant o cantitate mai ridicată de produs în zona dintre piele și instrument, fapt ce asigură furnizarea mai multor ingrediente ageLOC® către piele. Noul curent galvanic pulsator ajută, de asemenea, la stimularea și îmbunătățirea circulației fluidelor și la îndepărtarea impurităților, lăsând pielea mai energizată.

15. Există setări diferite ale instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa în funcție de zone diferite ale corpului?

Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa are o singură setare care este compatibilă pentru a fi utilizată împreună cu ageLOC® Body Shaping Gel.

16. Ar trebui să simt ceva atunci când folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?

În ceea ce privește instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa, nu anticipăm că persoanele care îl utilizează vor simți ceva pe parcursul tratamentelor cu instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa atunci când este utilizat conform instrucțiunilor. Unele persoane mai sensibile pot simți o ușoară senzație de căldură, însă nu ar trebui să simtă nicio senzație neplăcută.

17. Cu câtă presiune trebuie să apăs?

Instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa trebuie folosite ușor, aplicând o presiune scăzută. Nu trebuie să apăsați tare pentru a obține beneficii maxime. Curenții galvanici acționează pentru dumneavoastră.

18. Cât de des ar trebui să folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel?

Pentru cele mai bune rezultate, ageLOC® Body Shaping Gel trebuie folosit împreună cu instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa o dată pe zi, de trei ori pe săptămână. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați instrucțiunile primite împreună cu instrumentul. Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa trebuie folosit doar conform instrucțiunilor.

19. Trebuie să folosesc un produs suplimentar de hidratare a corpului în cazul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic Effects?

ageLOC® Dermatic Effects este o loțiune creată pentru a fi utilizată zilnic pe zonele vizate – coapse, fese, abdomen și brațe. Dacă, după utilizare, pielea din aceste zone sau din alte zone ale corpului necesită mai multă hidratare și/sau este lipsită de elasticitate, vă recomandăm utilizarea unei creme hidratante Nu Skin® suplimentare, cum ar fi Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® sau Body Smoother.



20. Ce este husa din cauciuc a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și cum ar trebui să o folosesc?

Deoarece instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este utilizat în condiții de umiditate pe o suprafață mare, am luat măsuri de precauție pentru a preveni ca umiditatea să pătrundă în instrument. La fiecare instrument am inclus o husă externă din cauciuc. Aceasta este creată pentru a fixa ferm instrumentul, pentru a preveni gelul sau apa să pătrundă în compartimentul exterior al bateriilor, însă și pentru a mări nivelul de confort cât și pentru a asigura un control mai eficient. Din acest motiv, recomandăm utilizarea acestei huse din cauciuc de fiecare dată când utilizați instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa. Vă rugăm să regăsiți mai jos cei patru pași pentru a aplica cu succes husa pe instrument:

- Poziționați vertical husa din cauciuc astfel încât ambele săgeți să fie orientate în sus.
- Așezați mai întâi partea de jos a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa (adică compartimentul pentru baterii) în husă iar apoi aliniați săgeata cu mijlocul instrumentului.
- Trageți ușor partea de sus peste partea superioară a instrumentului și asigurați-vă că ambele săgeți sunt centrate și aliniate.
- Trageți restul husei peste marginile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și neteziți pentru a vă asigura că nu există nicio asperitate pe margini. Vă rugăm să vă asigurați că husa nu acoperă suprafața conductoare.

21. Când trebuie curățat instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și cum?

Pentru a crește longevitatea ageLOC® Galvanic Body Spa, vă recomandăm să îl curățiți după fiecare tratament. Folosiți un prosop umed pentru a îndepărta orice produs rămas de pe instrument. Nu folosiți substanțe chimice puternice sau solvenți deoarece ar putea deteriora produsul. Uscați cu grijă.

REZULTATE

22. Care este beneficiul utilizării produselor ageLOC® Body sub formă de regim?

ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects au fost dezvoltate pentru a fi produse complementare. Folosite împreună, acestea asigură o piele mai suplă, mai catifelată și mai fermă. Ambele produse au fost formulate să includă ingrediente brevetate care au fost atestate de știința ageLOC® (tehnologia în curs de brevetare care țintește arSuperMarkerii, sursele fundamentale ale îmbătrânirii). Folosit zilnic dimineața și seara, ageLOC® Dermatic Effects include mai multe ingrediente suplimentare cheie ce hidratează pielea, în același timp catifelând și conferind fermitate, asigurând, de asemenea, furnizarea continuă către piele a ingredientelor esențiale anti-îmbătrânire. ageLOC® Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC® Body Shaping Gel acționează pentru a furniza ingrediente benefice pielii atunci când sunt folosite o dată pe zi, de trei ori pe săptămână, furnizarea fiind sporită de curentul galvanic. Folosind ageLOC® Dermatic Effects de două ori pe zi și ageLOC® Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC® Body Shaping Gel de până la trei ori pe săptămână, vă asigură furnizarea optimă de ingrediente esențiale anti-îmbătrânire.

23. Cât de repede voi observa o diferență pe piele utilizând instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?

Rezultatele individuale variază. Cercetările efectuate până în prezent indică faptul că consumatorii ar trebui să vadă îmbunătățiri în cel mult opt săptămâni.

24. Care este beneficiul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic Effects?

ageLOC® Dermatic Effects este o loțiune zilnică de hidratare ce netezește aspectul grăsimii și al celulei. ageLOC® Dermatic Effects îmbunătățește regenerarea celulară necesară reînnoirii pielii, refăcând textura naturală strălucitoare. Conține, de asemenea, o tehnologie ce difuzează lumina instantaneu ajutând ca pielea să arate mai catifelată și îmbunătățind în același timp aspectul exterior al pielii. Formulată cu ingrediente ageLOC® ce țintesc sursele fundamentale ale îmbătrânirii, acest produs asigură în mod continuu o doză zilnică de ageLOC® pentru o piele mai suplă, mai catifelată și cu un aspect mai ferm.



25. Care este avantajul de a avea o suprafață conductoare pentru corp cu denivelări?

Suprafața conductoare cu denivelări ageLOC® în curs de brevetare captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie în zona critică dintre suprafața conductoare și piele (în comparație cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa).

26. Care este beneficiul utilizării curentului galvanic pulsator pe corp?

Curenții galvanici direcți, fie aceștia pulsatori sau nu, pot ajuta la furnizarea ingredientelor cheie încărcate cu aceeași sarcină electrică către piele prin îmbunătățirea fluxului osmotic. Acest lucru este și mai important în ceea ce privește îmbunătățirea furnizării ingredientelor cheie către zonele cu pielea mai groasă. Studiile suplimentare au demonstrat faptul că curentul pulsator îmbunătățește vibrația fluidelor care, la rândul ei, promovează o circulație sănătoasă. Curenții galvanici pulsatori ajută la stimularea pielii și la îmbunătățirea comunicării celulare pentru a ajuta la purificarea și revigorarea pielii și la reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii acesteia. Curenții galvanici pulsatori sunt creați în mod optim pentru utilizarea pe corp acolo unde pielea poate să beneficieze de vibrația îmbunătățită a fluidelor.



LOGISTICA INSTRUMENTULUI

27. De ce am nevoie de un instrument diferit pentru tratamentele corporale cu curent galvanic?

Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa a fost creat pentru a fi utilizat în combinație cu ageLOC® Body Shaping Gel pe zonele corpului – nu pe față. Acest instrument a fost creat pentru a ținti o suprafață mai mare cu ajutorul suprafeței conductoare ageLOC® în curs de brevetare care captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie între suprafața conductoare și piele (în comparație cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). În al doilea rând, acest model este mai ergonomic pentru a fi mai ușor de utilizat și manevrat în timpul tratamentelor corporale. În al treilea rând, ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel țintesc beneficiile/ rezultatele finale (ex. aspectul celulitei, suplețea, tonifierea, etc.) care diferă de cele țintite în zona feței. În cele din urmă, pielea de pe corp este mai groasă și mai puțin sensibilă, fiind mai aptă să beneficieze de și să răspundă la curentul galvanic pulsator.

28. De ce emite instrumentul un semnal sonor la fiecare 10 secunde?

Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este creat pentru a fi silențios în timpul utilizării. Semnalul sonor la fiecare 10 secunde a fost adăugat pentru a înștiința utilizatorul că tratamentul este în desfășurare.

ÎNTREBĂRI TEHNICE

29. Ce ar trebui să fac în cazul în care consider că instrumentul meu ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcționează în mod corespunzător?

Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi în vederea rezolvării problemelor în cazul în care considerați că instrumentul dumneavoastră ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcționează corespunzător:

- 1. Sunt bateriile noi așezate corespunzător în unitatea ageLOC® Galvanic Body Spa?**
- 2. Este îndepărtată pelicula de plastic de pe activatorul de crom al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?**
Instrumentele galvanice sunt expediate cu o peliculă protectoare din plastic ce trebuie îndepărtată de pe secțiunea de crom și de pe ecranul LCD. Aceasta trebuie îndepărtată și de pe instrument pentru ca aceasta să funcționeze corespunzător.
- 3. A fost apăsat butonul pornit/oprit aflat sub panoul LCD?**
Apăsați butonul de pornire/ oprire o singură dată pentru a porni instrumentul. După apăsarea butonului, inelele ageLOC® vor apărea pe mijlocul ecranului iar perioada de tratament de 5 minute cât și ora vor apărea sub inelele ageLOC®. Udați bine degetele și palma cu apă sau cu NaPCA Moisture Mist. Pentru a începe tratamentul, atingeți ușor suprafața conductorului pe zona care urmează a fi tratată pentru auto-reglarea nivelului de curent. Instrumentul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori indicând faptul că s-a autoreglat la pielea dumneavoastră.
- 4. Este ținut corect instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?**
Curentul galvanic este un curent, astfel este necesar ca activatorii de crom să fie ținuți cu mâinile umede, apăsând în același timp instrumentul pe piele. Acest lucru completează circuitul și permite curentului să circule. Orice ridicare a instrumentului de pe orice zonă va întrerupe curentul precum și tratamentul însuși. În acest caz, ledul din spatele instrumentului va semnala faptul că funcționarea s-a oprit iar instrumentul va înceta să emită semnale sonore până când se restabilește funcționarea circuitului.

5. Aveți mâinile umede atunci când țineți instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?

Unele persoane încearcă să folosească instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa cu mâinile uscate, întâmpinând dificultăți în analizarea pielii. Mâinile uscate nu conduc în mod corespunzător curentul galvanic, fapt ce poate împiedica instrumentul să analizeze. Umezindu-vă ușor mâna cu care țineți activatorii de crom ai instrumentului galvanic îi va permite curentului să circule în mod corespunzător.

6. Este ținut instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa nemișcat pentru a i se permite să analizeze pielea?

După selectarea opțiunii de tratament prin apăsarea butonului pornire/oprire, țineți activatorii de crom cu o mână ușor umezită și apăsați instrumentul pe piele. Permiteți-i să analizeze. Veți ști că pielea a fost analizată atunci când veți auzi unul, două sau trei semnale sonore.

7. Credeți că nu funcționează deoarece dumneavoastră nu simțiți nimic?

Pe parcursul tratamentului galvanic, majoritatea persoanelor nu vor simți nimic. Gelurile special formulate ajută la conducerea curentului galvanic, asigurându-se că acesta pătrunde în piele fără nici un disconfort. Deși nu-l simțiți, instrumentul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica faptul că este pornit și funcționează pentru a furniza ingredientele benefice.

30. Care este termenul de garanție al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?

Termenul de garanție pentru defectele de material sau de manoperă oferit de Nu Skin® pentru instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este de doi ani de la data achiziționării sale de către consumator. Această garanție nu acoperă defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. În cazul apariției de defecțiuni în perioada de garanție de doi ani, vă rugăm să contactați biroul local Nu Skin® pentru a aranja schimbarea instrumentul.

31. Care este diferența dintre curentul galvanic pulsator și curentul galvanic constant?

Curentul galvanic constant este curentul care are un flux constant. Acesta nu fluctuează sau nu variază în amplitudine. Curentul galvanic pulsator este curentul care variază între două nivele diferite, pre-stabilite. Vă rugăm să rețineți că acești curenți sunt diferiți de curenții alternativi (AC). În cazul curenților alternativi, polaritatea fluctuează între polul pozitiv și cel negativ. Curentul galvanic pulsator este mai potrivit pentru corp.

32. Ce este celulita?

Celulita reprezintă ascensiunea la suprafață a celulelor de grăsime din cel mai adânc strat al pielii ce formează gropițele vizibile la suprafața pielii. Este tipul de "coajă de portocală" sau "saltea" vizibilă pe coapse și fese, și uneori pe brațe și abdomen.

33. Cum se formează celulita?

Formarea celulei reprezintă un proces ciclic care este influențat de factori multipli. Unul dintre factori are loc atunci când celulele de grăsime se măresc, strângând capilarele, fapt ce duce la perturbarea metabolismului grăsimilor și al microcirculației. Un alt factor care contribuie include descompunerea proteinelor structurale ale pielii.

34. Care este diferența dintre grăsime și celulită?

Grăsimea reprezintă un tip de celulă din organism care este utilizată la stocarea energiei. Celulita este o condiție a pielii în care depozitul de grăsime determină aspectul de "coajă de portocală" sau "saltea" vizibilă în mod obișnuit pe coapse și fese, și uneori pe brațe și abdomen.



ÎNTREBĂRI PRIVIND SIGURANȚA UTILIZĂRII

35. De ce există avertismentul "Consultați medicul înainte de a utiliza instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa dacă sunteți însărcinată, dacă aveți un pacemaker, dacă sunteți epileptic(ă) sau dacă aveți un implant de metal"?

Deși instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este extrem de sigur și delicat, nu au fost efectuate studii clinice pentru a se demonstra siguranța utilizării pentru persoanele menționate. De asemenea, Nu Skin® oferă acest avertisment pentru a se conforma reglementărilor cu privire la dispozitivele electronice. Efectul asupra persoanelor cu pacemaker sau cu implanturi de metal va varia în funcție de starea persoanei respective. Avertismentul ce însoțește instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este similar altor dispozitive electrice ca de exemplu unei periute de dinți sau unui MP3 player. Pentru majoritatea persoanelor, acest dispozitiv nu prezintă nici un fel de risc, însă potențialul de risc există pentru unele persoane. Curenții pot interveni în funcționarea dispozitivelor, cum ar fi pacemaker-ul. În cazul în care o persoană are neclarități, le recomandăm să consulte medicul.