

# ageLOC® Galvanic Body Spa

Fornisce alla pelle una quantità di ingredienti ageLOC® dieci volte maggiore



## Posizionamento di ageLOC®

La scienza esclusiva ageLOC® di Nu Skin® prende di mira i cosiddetti arSuperMarkers, i super marker correlati all'età, la fonte di invecchiamento per eccellenza.

## Presentazione generale del prodotto

Il vostro corpo ottimizzato. Nu Skin® ha catturato il futuro della cura per il corpo con il prodotto ageLOC® Galvanic Body Spa. Progettato da un punto di vista ergonomico per la praticità d'uso durante i trattamenti per il corpo, il nuovo ageLOC® Galvanic Body Spa con tecnologia ad impulsi comprende un conduttore esclusivo ageLOC® dalla superficie appositamente pensata per distribuire sulla pelle una quantità di ageLOC® dieci volte superiore, se usato in combinazione con ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC® Galvanic Body Spa prende di mira le fonti principali dell'invecchiamento e, nel contempo, rende meno visibili grasso e cellulite, levigando la pelle per un aspetto più tonificato e snello. Si tratta di un sistema anti-età per il corpo facile da usare nel comfort della propria casa, che comprende anche una corrente autoregolante, un display luminoso e indicazioni audio.

La tecnologia ad impulsi galvanici di nuovo sviluppo e con brevetto in corso di registrazione è stata ottimizzata per usufruire al massimo degli effetti anti-età sulle braccia, sull'addome, sui glutei e sulle cosce. La pelle del corpo ha uno spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può trarre beneficio e rispondere a una corrente galvanica ad impulsi. Contribuisce anche a stimolare, depurare e rinfrescare la pelle, per ridurre i segni visibili dell'età, per un aspetto più snello, levigato, tonificato e giovane, ora e in futuro.

## Gruppo target

### MERCATI PRIMARI

- Donne e uomini che vogliono un corpo sodo, tonificato e più giovane.
- Gli attuali clienti ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II e Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.

### MERCATI SECONDARI

- Donne consapevoli della propria immagine, d'età fra i 25 e i 65 anni, che occasionalmente si recano a una spa.
- Donne di tutte le età con cellulite e/o segni dell'età sul corpo.

## Benefici del prodotto

- Contribuisce a distribuire gli ingredienti chiave sulla pelle.
- La corrente galvanica a impulsi ottimizzata contribuisce a stimolare, purificare e rinfrescare la pelle, oltre a ridurre i segni visibili dell'età.
- Le ricerche condotte nei laboratori dimostrano che i trattamenti con una corrente galvanica possono migliorare la distribuzione degli ingredienti anti-età fino a un massimo di 24 ore.

## Funzioni migliorate

- Il sistema si regola automaticamente in base al tipo di pelle – fornisce la quantità giusta di corrente per un trattamento più efficace.
- Migliore ergonomia – la nuova forma di ageLOC® Galvanic Body Spa è stata progettata per seguire meglio i contorni del corpo.
- Superficie ageLOC® conduttiva – comprende una superficie ageLOC® esclusiva di maggiori dimensioni, che consente di distribuire sulla pelle una quantità di ingredienti ageLOC® 10 volte superiori.

## Uso

Per risultati ottimali, usare ageLOC® Galvanic Body Spa con ageLOC® Body Shaping Gel una volta al giorno, tre giorni alla settimana, sulle cosce, sulle braccia e/o sugli addominali. Leggere fino in fondo il manuale dell'utente prima di iniziare il trattamento galvanico.

## Prodotti complementari

- ageLOC® Body Shaping Gel – formulato per lavorare esclusivamente con gli strumenti Nu Skin® Galvanic Spa e offrire al corpo i benefici anti-età ageLOC®, levigare l'aspetto del grasso e della cellulite, rinfrescare e purificare la pelle, pur riducendo i segni visibili dell'età.
- ageLOC® Dermal Effects – formulato appositamente per offrire al corpo i benefici anti-età ageLOC®. Questa lozione idratante e rassodante, da usare tutti i giorni, contiene ingredienti che contribuiscono a inibire la produzione di grasso, a stimolare la decomposizione del grasso e a prevenire l'aspetto di grasso e cellulite, pur levigando la pelle.

## Domande frequenti

Per che cosa si contraddistingue ageLOC® Galvanic Body Spa?

ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato per l'uso in combinazione con ageLOC® Body Shaping Gel sul corpo, non sul volto. Questo strumento è stato progettato per agire su una superficie maggiore, con un conduttore ageLOC®, il cui brevetto è in corso di registrazione, in grado di catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiori fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al conduttore per il corpo). In secondo luogo, questo design è più ergonomico per maggiore praticità durante i trattamenti. In terzo luogo, ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping Gel agiscono sui benefici/risultati finali (ovvero, aspetto della cellulite, rassodamento, tonicità ecc...) che sono diversi da quelli del volto. Infine, la pelle del corpo ha uno spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può trarre beneficio e rispondere a una corrente galvanica ad impulsi.

**Qual è la differenza fra una corrente galvanica a impulsi e una corrente galvanica costante?**

Una corrente galvanica costante è una corrente con un flusso continuo. Non diminuisce né varia in ampiezza. Una corrente galvanica a impulsi è una corrente che oscilla fra due livelli diversi prestabiliti. Si prega di notare che si tratta di correnti diverse da quelle alternate (c.a.).

Nel caso delle correnti alternate, la polarità fluttua fra i poli negativi e quelli positivi. Una corrente galvanica a impulsi è più adatta per il corpo.

**Qual è il beneficio di una corrente galvanica a impulsi per il corpo?**

Le correnti dirette (galvaniche), a impulsi o continue, possono favorire la distribuzione sulla pelle di ingredienti essenziali con la stessa carica, migliorando il flusso osmotico. Si tratta di un aspetto sempre più importante per favorire la distribuzione sulla pelle più spessa degli ingredienti chiave. Ricerche supplementari hanno dimostrato che la corrente a impulsi migliora la vibrazione fluida, che, a sua volta, favorisce una circolazione sana. Le correnti galvaniche a impulsi contribuiscono a stimolare la pelle e a migliorare la comunicazione cellulare, per purificare e rinfrescare la cute, oltre a ridurre i segni visibili dell'età. Le correnti galvaniche a impulsi sono state progettate appositamente per il corpo, laddove la pelle può trarre vantaggio da una maggiore vibrazione fluida.

**Qual è il vantaggio della superficie conduttiva con scanalature del conduttore per il volto?**

Il conduttore ageLOC® con superficie a scanalature, il cui brevetto è in corso di registrazione, è in grado di catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al conduttore per il corpo).

**Quanta pressione devo applicare?**

Gli strumenti Galvanic Spa di Nu Skin® devono essere usati con delicatezza, applicando una leggera pressione. Non vi è bisogno di applicare pressione per ottenere i massimi benefici. Le correnti galvaniche lavorano per voi.

**Si può usare ageLOC® Galvanic Body Spa sul volto?**

No. ageLOC® Galvanic Body Spa non è stato progettato per l'uso sul volto. Questo strumento è stato progettato appositamente per l'uso sul corpo. Serve a trattare facilmente un'area più grande, a seguire facilmente i contorni del corpo e, se combinato con ageLOC® Body Shaping Gel, offre i risultati finali prestabiliti (ovvero, riduce la visibilità della cellulite, leviga la pelle, rassoda e tonifica, ecc...). Fornisce anche una corrente a impulsi, più adatta a differenze strutturali e attributi presenti nell'area da trattare. ageLOC® Galvanic Body Spa può essere usato solo come indicato.

ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermal Effects sono prodotti dimagranti?

No, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermal Effects non sono prodotti dimagranti. I prodotti ageLOC® Body sono stati sviluppati per ridurre e levigare l'aspetto di grasso e cellulite, migliorare la tonicità della pelle e favorire l'aspetto giovanile della cute.

**Avvertenza per la salute:** lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa II è adatto solo per l'uso su pelli sane. Non usarlo su ferite o piaghe, in caso di infiammazione cutanea, allergie al metallo, pelle problematica o estremamente sensibile. Consultare il proprio medico prima di usare lo strumento in caso di gravidanza, se siete portatori di pacemaker o altri dispositivi simili, se siete affetti da epilessia, se avete un impianto metallico o in caso di malattia.