

Pharmanex® BioPhotonic Scanner



Ett exempel på nyskapande

VÅR POSITION

Patentskyddade Pharmanex BioPhotonic Scanner är ett banbrytande verktyg som mäter nivåerna av karotenoider i huden utan något ingrepp. Du får omedelbart ett personligt mått, Skin Carotenoid Score eller SCS, på din nivå.

Tekniken som används i skannern är en optisk metod, kallad resonans ramanspektroskopi. Karotenoidmolekyler har karakteristiskt långa kedjor av konjugerade dubbelbindningar som ger starka, unika ramansignaler. Karotenoiderna alfakaroten, betakaroten, lykopen, lutein och zeaxanthin producerar alla starka ramansignaler vid 518 nm när de exciteras med 478 nm laserljus.

KONCEPT

Du får ditt SCS genom att enkelt placera din handflata framför det blå lågenergiljuset. Detta kan hjälpa dig avgöra om du äter tillräckliga mängder karotenoider. Det hjälper dig också att se hur ett regelbundet intag av LifePak+* eller JVI* kan öka ditt SCS.

- **Ett verktyg som främjar alla:**

Kundorienterad – Karotenoider är en familj av mer än 600 pigment i naturen som ger färg åt ägggulor, tomater, alla gröna blad, frukter och blommor. När kunder skannas och får sitt SCS blir de medvetna om sin nivå av karotenoider. Det kan leda till förändrade kostvanor; mer frukt och grönt och mat som innehåller karotenoider.

Affärsorienterad – Skannern är ett effektivt försäljningsverktyg. Efter att en kund skannats och ätit skannercertificerade produkter, beställda via ADR, så får de skannas på nytt. Då får de konkret bevis på hur deras SCS utvecklats och det visar också att produkterna från Pharmanex gör skillnad. Skannern är även ett fint sponsringsverktyg för att visa potentiella partners vilken möjlighet den här unika apparaten kan innebära.

- **Unik och erkänd:** Skannern är unik; utvecklad av läkare och validerad i viktiga vetenskapliga studier och med en teknik som fått nobelpriset. Det innebär att apparaten är ett revolutionerande verktyg som ger dig konkurrenskraftiga fördelar. Skannern kan inte säljas utan endast hyras ut till dig.

- **Inte en medicinsk apparat:** Skannern är inte avsedd att användas i medicinskt syfte. Den är inte en medicinsk utrustning eller ett verktyg för diagnostisering av något slag, den kan inte diagnosticera, behandla, mildra, bota eller förhindra någon sjukdom eller påverka strukturen eller funktionen i kroppen.
- **Innovativt och utvecklat verktyg:** Innovativ då S1 tog all teknik som tidigare bara fanns i laboratorier hem till folks vardagsrum. Medan S1 innebar succé och tekniskt avancemang fortsatte dock uppfinningarna. Nu Skin gick vidare och introducerade en ny, mindre och snabbare version av skannern - S2:an. Men vi stannade inte där - detta var bara början. Nu, ett decennium senare, har vetenskapen som tidigare tog upp ett helt rum krympt till en bärbar, nätt och splitterny S3:a.

UTVECKLINGEN AV 'THE DIFFERENCE DEMONSTRATED'

Lanseringsdatum	2003	2005	2006	2013
Skannermodell	S1	S2	S2 Everest edition	S3
Uppvärmningstid	30 min	5 min	5 min	0 min
Kalibreringstid	17 min	4 min	90 sek	30 sek
Kalibreringssteg	9 skanningar	3 skanningar	1 operatörsskanning	1 skanning med lock på
Skannervikt	4,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	1,46 kg
Skannertid	3 min	90 sek	90 sek	30 sek
Temperaturvidd	21-24° C	10-35° C	10-35° C	10-35° C
Ansluten utrustning	laptop	laptop	laptop	iPad mini & Scanner App

PRIMÄRA FÖRDELAR OCH INNEHÅLL

S3:an är nästa generation av innovativa affärlösningar. Nu kan du:

- Skanna fler inom samma tid
- Skanna överallt: apparaten är mindre, lättare, bärbar, trådlös, fungerar med batterier (500 skanningar eller 6 timmar konstant användning på en enda laddning).
- Skanna närsomhelst: synkronisera med Nu Skins server en gång i månaden, uppladdning sker automatiskt med WiFi.
- Skanna i enkla steg och utforska nytt innehåll med hjälp av Scanner Appen:
 - Översikt över din skannerstatus
 - Spårbara skannerrekord
 - Automatiska påminnelser om att testa och synka din skanner
 - Registrering av nya ADR och distributörer via nätet
 - Automatisk uppföljning av kunder
 - Demografi: jämförelsemått och analyser
 - Inköp av digitala skannerkortsnummer
 - Support

DEM KAN ANVÄNDA APPARATEN?

Kund: Alla som är minst 18 år gamla.

Skanneroperatörer: Du ska vara kvalificerad distributör hos Nu Skin - kontakta din lokala account manager om hur du kvalificerar dig när du vill hyra en skanner.

SKANNERCERTIFICERADE PRODUKTER*

- LifePak+
- JVI

**Alla produkter är inte till salu på alla marknader. Besök vår webbsida för att se vilka produkter som finns att köpa i ditt land.*

VARNING:

S3:an är ett mycket känsligt instrument så hantera det varsamt. För att minska risken för elchock, exponera inte S3 för regn eller fukt. Rekommenderad temperatur för att hantera S3:an: mellan 10°C och 35°C.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är det Pharmanex BioPhotonic Scanner mäter?

Den mäter nivåerna av karotenoider i huden. Karotenoider är en familj av mer än 600 pigment i naturen som ger färg åt ägggulor, tomater, alla gröna blad, frukter och blommor. De mest välkända karotenoiderna som mäts med skannertekniken är betakaroten, lutein, zeaxanthin och lykopen.

På vilket sätt skiljer sig S3 från S1 och S2?

S3 använder sig av samma teknik som S1 och S2 för att mäta samma sak: måttet på karotenoider i huden, SCS. Den är bara en vidareutveckling, inte en revolution. Den förbättrade modellen ligger mer i linje med dagens tekniker. Det gör det lättare för dig att skanna snabbare och enklare och förbättrar interaktionen och uppföljningen med dem du skannat.

Vad ingår i S3:an?

I enheten ingår följande:

- 1 S3 Pharmanex BioPhotonic Scanner (apparaten)
- 1 väska
- 1 laddare och nätsladdar.



Detta dokument är avsett för personal vid Nu Skin Enterprises i EMEA samt oberoende distributörer. Det är inte avsett för allmänheten.